

粘度计上位机通信协议

1、 协议规范

波特率：9600
数据位：8
校验位：None
停止位：1

报文格式：包头(2byte)+数据长度(1byte)+型号(1byte)+数据(n)+校验和(1byte)+包尾 (2byte)

上传数据：

0xd6 0xc8	包头	(2byte)
0x18	数据长度	(1byte) 长度之后~包尾之前的字节数
0x32	粘度计类型	(1byte)

数据：

0x20	空格	(1byte)
0XXXXXXXX	粘度*100	(4byte)
0x20	空格	(1byte)
0XXXXX	温度*10	(2byte)
0x20	空格	(1byte)
0XXXXXXXX	剪切速率*100	(4byte)
0x20	空格	(1byte)
0XXXXXXXX	剪切应力*10	(4byte)
0x20	空格	(1byte)
0XXXXX	扭矩*10000	(2byte)
0x20	空格	(1byte)
0xXX	校验和	(1byte)
0x13AB	包尾	(2byte)

2、 数据说明

所需数据如粘度，剪切应力，温度等在协议中都是 16 进制，如温度为 100 度则在协议中为 1000 的 16 进制，0x03e8H;高位在前排列 0x03,0xe8.其他数据如同温度，都扩大倍数之后转换成 16 进制，然后高位在前，转换为多个八位数据。